



Гематологические анализаторы BC-760/780

BC-760/780

Гематологические анализаторы

В гематологические анализаторы серии BC-760/780 встроен автоматический модуль СОЭ. Данные модели способны выдавать результаты как CBC + СОЭ в одном тесте в течение 1,5 минут. Кроме того, это экономит затраты на покупку, обслуживание, расходные материалы и место для отдельного анализатора СОЭ.

Параметры	109 измеряемых параметров (цельная кровь): 41 регистрируемый параметр: WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, RET%,* RET#,* RHE,* IRF,* LFR,* MFR,* HFR,* RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-I, PLT-H, PLT-O,* MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR; 68 аналитических параметров* 18 изменяемых параметров (жидкости тела): 7 регистрируемых параметров: WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF; 11 аналитических параметров
Принципы	Принципы: WBC (IMG/Neu/Mon/Lym/Eos/Bas), NRBC/RET*, PLT-H/PLT-O*/IPF: Технология клеточного анализа SF Cube (S: рассеяние; F: флуоресценция; Cube: трехмерный анализ) * элементы относятся только к версии BC-780
RBC, PLT	Фокусировка потока методом импеданса по постоянному току
HGB (гемоглобин)	Колориметрический метод
ESR (СОЭ)	Фотометрический метод
Контрольный объем	CD (цельная кровь): 25 мкл CD+ERS (цельная кровь): 160 мкл Предварительное разведение: 20 мкл
Объем памяти	До 150 000 результатов, включая числовые и графические данные
Габариты (ШхГхВ, мм)	655×840×600
Вес, кг	70,6



FOKUS-M

ООО «Фокус-М»
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к.5
тел.: +7 (499) 390-04-42
e-mail: info@fokus-m.ru
www.fokus-m.ru

mindray

ООО «МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС»
129090, Москва, Олимпийский проспект, 16 к.5
тел.: +7 (499) 553-60-36
e-mail: info@mindray.ru
www.mindray.ru