



Биохимический анализатор BS-800

BS-800

Биохимический анализатор

Производительный биохимический анализатор Mindray BS-800 для проведения исследований в крупных и средних лабораториях. Максимальная производительность 800 фотометрических тестов в час, и 600 ISE (K, Na, Cl) тестов в час.

Принцип измерения и метод	Фотометрия, Турбидиметрия, Потенциометрия
Реагентная система	Закрытая
Тип установки прибора	Напольный
Биологический материал	Сыворотка, плазма, цельная кровь, моча
Производительность	800 фотометрических тестов\ час, до 600 ISE тестов\ час
Диапазон длин волн	340-800 нм
Загрузка проб	В карусель проб
Срочная проба	Да
Реагентная карусель	120 позиций с постоянным охлаждением
Карусель образцов	140 позиций в карусели проб
Нагрев	Твердотельный нагреватель, не требующий обслуживания
Оповещения о состоянии	Цветовая индикация на приборе и в ПО
Объем пробы	1,5 мкл
Минимальный реакционный объем	100 мкл
Разведение пробы	Автоматическое и ручное разведение
Кюветы	Многоразовые с автоматической промывкой на борту анализатора
Потребление воды	Менее 35 л/час
Сканеры штрихкодов	Внутренние и внешний сканеры для проб и реагентов
Дозаторы	Стальные дозаторы с детекцией уровня жидкости, детекцией сгустка и защитой от горизонтальных и вертикальных столкновений
Перемешивание реакционной смеси	6 лопастных мешалок
Программное обеспечение	Русифицированное ПО с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, общее для анализаторов серий CL и BS
Отходы	2 слива для жидких отходов
Питание и мощность	200-240 В, 50/60 Гц
Температура и влажность	15~30°C, 35-80%
Габариты (ШхГхВ, мм)	1600×1020×1000
Вес, кг	500



FOKUS·M

ООО «Фокус-М»
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к.5
тел.: +7 (499) 390-04-42
e-mail: info@fokus-m.ru
www.fokus-m.ru

mindray

ООО «МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС»
129090, Москва, Олимпийский проспект, 16 к.5
тел.: +7 (499) 553-60-36
e-mail: info@mindray.ru
www.mindray.ru